


VASSILLI® DEUTSCHLAND GMBH

Der HILO M

Ausführung: Lagerungsrollstuhl

Den HILO M können Sie sich so konfigurieren, dass er zum Lagerungsrollstuhl mit Stehfunktion wird:





VASSILLI® DEUTSCHLAND GMBH

Mobilisierung schwerkranken Menschen ist nicht einfach. Jeder Transfer kann ein Problem sein. Der HILO M in der Ausführung mit Rücken-, Knie- und Sitzwinkelverstellung bringt Ihnen Hilfe und erspart die Transfers vom Rollstuhl auf das Stehbrett und zurück. Dadurch kann das Stehtraining häufiger und abgestimmter erfolgen. Die Kreislaufstabilität, Atmung, Orientierung im Raum und Verdauung werden gefördert.

Einfach für den Pflegenden entweder mit den Verstellungen – außer der Stehfunktion – per Gasdruckfeder oder mit elektrischer Unterstützung. Gut für den Nutzenden.

Hier noch ein paar technische Informationen:

Sitzbreiten (cm)	36 - 42 - 46 cm verstellbar + 6
Sitztiefen (cm)	36 - 44 (SB 36) sonst 42 - 52
Sitzhöhen (cm) abhängig von der Wahl der Räder	48 - 52
Gewicht (kg) abhängig von der Ausstattung	29 - 39
Tragekraft maximal (kg)	120
Kombinierbar mit Zusatzantrieb	AAT, Alber

Probe vereinbaren mit: